

Anti-Id2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q02363

Artikelnummer: CM0026716



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ID2, validiert für WB und ELISA. Ziel ist der Transkriptionsregulator ID2, ein bHLH-Inhibitor, der an Differenzierung, zirkadianen Rhythmus und Krebs beteiligt ist. UniProt: Q02363.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ID2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GIG8; ID2A; ID2H; bHLHb26; ID2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3398
GenID	3398
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem ID2 (NP_002157.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q02363
Proteinmasse	15kDa
Versand	Eisbeutel