

Anti-Id3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q02535

Artikelnummer: CM0027711



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches ID3, geeignet für IHC-P, IF/ICC, ELISA. Erkennt ID3 von Mensch, Maus und Ratte. Erforschung von Transkriptionsregulation, Myogenese und zirkadianen Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ID3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	HEIR-1; bHLHb25; ID3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3399
Gen-ID	3399
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz der Aminosäuren 1-119 von menschlichem ID3 (NP_002158.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q02535
Proteingewicht	13 kDa
Versand	Eispackung