

Anti-Idh1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - 075874

Artikelnummer: CM0024338



Einführung

Das IDH1-Kaninchen-pAb von CamelBio zielt auf zytoplasmatische Isocitrat-Dehydrogenase ab, validiert für WB, IF/ICC, ELISA bei Mensch, Maus, Ratte, Affe. Wesentlich für die Erforschung des Krebsstoffwechsels und des TCA-Zyklus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IDH1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IDH; IDP; IDCD; IDPC; PICD; HEL-216; HEL-S-26; IDH1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3417
GenID	3417
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 100-200 von humanem IDH1 (NP_005887.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Affe
SWISS	075874
Proteingewicht	47kDa
Versand	Eisbeutel