

Anti-Idh1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O75874

Artikelnummer: CM0007639



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes IDH1, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Erkennt zytoplasmatische NADP-Isocitrat-Dehydrogenase, die für die NADPH-Generierung und Stoffwechselwege entscheidend ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IDH1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	IDH; IDP; IDCD; IDPC; PICD; HEL-216; HEL-S-26; IDH1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3417
Gen-ID	3417
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O75874
Proteingewicht	47kDa
Versand	Eisbeutel