

Anti-Idh2-Polyklonalantikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa, Chip - P48735

Artikelnummer: CM0024866



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes IDH2, ein mitochondriales TCA-Zyklus-Enzym. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Stoffwechsel- und Krebsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IDH2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	IDH; IDP; IDHM; IDPM; ICD-M; IDH-2; D2HGA2; mNADP-IDH; IDH2
Spezies	Human
GeneID (human)	3418
GeneID	3418
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 193-452 von humanem IDH2 (NP_002159.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P48735
Protein-Gewicht	51kDa
Versand	Eisbeutel