

Anti-Idh2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P48735

Artikelnummer: CM0003306



Einführung

CamelBio bietet IDH2 Kaninchen mAb (P48735) für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA an. Erkennt humanes, murines und ratten IDH2. Zuverlässig für Stoffwechselforschung und Krankheitsstudien. One-Stop IVD-Beschaffung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IDH2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	IDH; IDP; IDHM; IDPM; ICD-M; IDH-2; D2HGA2; mNADP-IDH; IDH2
Spezies	Human
GeneID (Human)	3418
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 353-452 von humanem IDH2 (P48735) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P48735
Protein-Gewicht	51kDa
Versand	Eisbeutel