

Anti-Idh3A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P50213

Artikelnummer: CM0018002



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen humanes IDH3A, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Rekombinantes Proteinimmunogen gewährleistet Spezifität. Geeignet für die Untersuchung des TCA-Zyklus und verwandter Krankheiten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IDH3A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RP90; IDH3A
Spezies	Mensch
GenID	3419
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 28-366 von humanem IDH3A (NP_005521.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P50213
Proteingewicht	40kDa
Versand	Eisbeutel