

Anti-Idh3B Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If, Elisa - O43837

Artikelnummer: CM0017369



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen IDH3B, die mitochondriale NAD-abhängige Isocitrat-Dehydrogenase Beta-Untereinheit. Validiert für WB, IF/ICC und ELISA mit Reaktivität gegenüber Human, Maus und Ratte. Ideal für TCA-Zyklus- und Mitochondrienfunktionsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	IDH3B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RP46; IDH3B
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	3420
Gen-ID	3420
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 35-170 von humanem IDH3B (NP_008830.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O43837
Protein-Gewicht	42kDa
Versand	Eisbeutel