


Anti-Ido1 Polyklonales Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P14902

Artikelnummer: CM0019037



Einführung

Kaninchen-polyklonales Antikörper gegen humanes IDO1, validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA. Erkennt humanes und Ratten-IDO1. Unentbehrliches Werkzeug für Forschung zu Tryptophanstoffwechsel und Immunregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IDO1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IDO; INDO; IDO-1; IDO1
Spezies	Mensch
Gen-ID	3620 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz der Aminosäuren 1-403 von humanem IDO1 (NP_002155.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P14902
Proteingewicht	45kDa
Versand	Eisbeutel