


Anti-Ido1 Rabbit Polymab® Für Wb, If/Icc, Elisa - P14902

Artikelnummer: CM0003468



Einführung

Hochwertiges Anti-IDO1 Rabbit PolymAb® für WB-, IF/ICC- und ELISA-Anwendungen. Erkennt menschliches IDO1 (P14902), ein Schlüsselenzym im Tryptophan-Katabolismus und der Immuntoleranz, geeignet für Krebs- und Immunologie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IDO1 Rabbit PolymAb®
Bemerkungen/Alias	IDO; INDO; IDO-1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	3620
GeneID	3620
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-403 des menschlichen IDO1 (NP_002155.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P14902
Protein-Gewicht	45kDa
Versand	Eistüte