


Anti-Ids Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P22304

Artikelnummer: CM0023420



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humane Iduronat-2-Sulfatase (IDS) gerichtet ist. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Forschung an lysosomalen Speicherkrankheiten und Biomarker-Studien.

[Mehr erfahren](#)

Spezifikation	Details
Produktname	IDS Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ID2S; MPS2; SIDS; IDS
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3423
GenID	3423
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 34-290 von humanem IDS (NP_000193.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P22304
Proteingewicht	62kDa
Versand	Eisbeutel