

Anti-Ier3 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P46695

Artikelnummer: CM0030071

Einführung

Anti-IER3 Kaninchen-polyclonaler Antikörper für Western Blot, IHC Paraffin und ELISA-Anwendungen. Erkennt humanes und murines IER3, einen wichtigen Marker der ERK-Signaltransduktion und Resistenz gegen zellulären Stress bei Krebserkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IER3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	DIF2; IEX1; PRG1; DIF-2; GLY96; IEX-1; IEX-1L; IER3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8870
Gen-ID	8870
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 von humanem IER3 entspricht (NP_003888.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P46695
Proteingewicht	17 kDa
Versand	Eisbeutel