

Anti-Ier5 Kaninchen-Poliklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q5Vy09

Artikelnummer: CM0020744



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen das Protein "immediate early response gene 5" (IER5), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Geeignet für Proben von Mensch, Maus und Ratte. Beteiligt an Transkriptionsregulation, Hitzchockstressantwort und Zellzykluskontrolle.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IER5 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	SBBI48; IER5
Art	Mensch
GenID (Mensch)	51278
GenID	51278
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-300 von humanem IER5 (NP_057629.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q5VY09
Proteingewicht	34 kDa
Versand	Eisbeutel