

Anti-Iffo2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q5Tf58

Artikelnummer: CM0026120

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen IFFO2 (Intermediate filament family orphan 2), validiert für WB und ELISA in Human, Maus, Ratte. Geeignet für die Untersuchung dieses konservierten Coiled-Coil-Intermediärfilamentproteins.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IFFO2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	IFFO2
Spezies	Human
GeneID (Human)	126917
GeneID	126917
Immunogen	Rekombinantes Protein von humanem IFFO2
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q5TF58
Protein-Gewicht	57kDa
Versand	Eisbeutel