

Anti-IFI16 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, IHC-P, Elisa - Q16666

Artikelnummer: CM0017380



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes IFI16 (Alias PYHIN2, IFNGIP1), validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Nützlich für die Forschung zu angeborener Immunität, Entzündungen und Krebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IFI16 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PYHIN2; IFNGIP1; IFI16
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3428
Gen-ID	3428
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-300 von humanem IFI16 (NP_001351796.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q16666
Proteingewicht	88kDa
Versand	Eisbeutel