

Anti-Ifi16 Kaninchen Polyklonaler Antikörper - Q16666

Artikelnummer: CM0022818



Einführung

IFI16 Kaninchen polyklonaler Antikörper für WB, FC, ELISA. Detektiert menschliches IFI16, einen DNA-Sensor der angeborenen Immunität und Transkriptionsregulator, der an der viralen Abwehr und Krebserkrankung beteiligt ist. Ideal für immunologische Nachweisstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IFI16 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	IFI16; IFNGIP1; PYHIN2; Gamma-Interferon-induzierbares Protein 16
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3428
Gen-ID	3428
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 500-785 des menschlichen IFI16 (NP_001351796.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polykloale Antikörper
Anwendung	WB, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q16666
Proteingewicht	75kDa/82kDa/88kDa
Versand	Eisbeutel