

Anti-Ifi27 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P40305

Artikelnummer: CM0015947

Einführung

Der IFI27-Kaninchen-Polyklonale Antikörper (Alias ISG12A) erkennt spezifisch das Interferon-alpha-induzierbare Protein 27, mitochondrial. Validiert für Western Blot und ELISA Anwendungen, er kreuzreagiert mit Ratte. Ideal zur Untersuchung der durch Typ-I-Interferon induzierten Apoptose, viraler Abwehrmechanismen und mitochondrialer Signalwege. Hergestellt gegen ein synthetisches Peptid innerhalb der Aminosäuren 1-100 des menschlichen IFI27.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IFI27 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	P27; ISG12; FAM14D; ISG12A; IFI27
Spezies	Mensch
GenID	3429 (Mensch)
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem IFI27 (NP_005523.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	P40305
Proteingewicht	12kDa
Versand	Eisbeutel