

Anti-Ifi30 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P13284

Artikelnummer: CM0015470

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes IFI30 (GILT), geeignet für Western Blot und ELISA. Nützlich für die Untersuchung der MHC-Klasse-I/II-Antigenverarbeitung und der lysosomalen Thiolreduktase-Aktivität in antigenpräsentierenden Zellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IFI30 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GILT; IP30; IP-30; IFI-30; IFI30
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10437
GenID	10437
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-250 von humanem IFI30 (NP_006323.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P13284
Proteingewicht	28kDa
Versand	Eisbeutel