

Anti-Ifi44 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Tcb0

Artikelnummer: CM0027145

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen IFI44, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-IFI44. Geeignet für Studien an Interferon-induzierten mikrotubulären Strukturen und für Proteomik-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IFI44 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	p44; MTAP44; A430056A10Rik; IFI44
Spezies	Maus
GeneID (Human)	10561
GeneID	99899
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von Maus-IFI44 (NP_598632.2) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q8TCB0
Proteingewicht	50kDa
Versand	Eisbeutel