


Anti-Ifit2-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P09913

Artikelnummer: CM0012989



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes IFIT2 (ISG54) gerichtet ist und für WB und ELISA validiert ist. Geeignet für die Forschung zur antiviralen Immunität, Interferon-Signalisierung und Apoptose-Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	IFIT2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	P54, G10P2, IFI54, ISG54, cig42, IFI-54, IFIT-2, ISG-54, GARG-39, IFI-54K, ISG-54K, ISG-54 K, IFIT2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3433
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 273-472 von humanem IFIT2 (NP_001538.4) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P09913
Proteingewicht	55kDa
Versand	Eisbeutel