

Anti-Ifit3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O14879

Artikelnummer: CM0015713



Einführung

Anti-IFIT3 polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA, geeignet für humane, Maus- und Rattenproben. Erforschen Sie antivirale und angeborene Immunforschung mit diesem hochwertigen Reagenz von CamelBio.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IFIT3 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	P49; Ifi49; IFIT3
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	3437
GenID	15959
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von Maus-IFIT3 (NP_034631.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O14879
Proteingewicht	56 kDa
Versand	Eisbeutel