

Anti-Ifitm3 Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q01628

Artikelnummer: CM0006598

Einführung

Hochwertiger Kaninchen-Monoklonalantikörper, der gegen humanes IFITM3 (1-8U, IP15, DSPA2b) gerichtet ist und für WB, IHC-P und ELISA validiert wurde. Ideal für die Untersuchung der antiviralen angeborenen Immunität und der Mechanismen des Viruseintritts.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IFITM3 Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	1-8U; IP15; DSPA2b; IFITM3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10410
GenID	10410
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-57 von humanem IFITM3 (NP_066362.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q01628
Proteingewicht	15kDa
Versand	Eisbeutel