


Anti-Ifn-Beta Polyklonales Antikörper Für Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P01575

Artikelnummer: CM0020872



Einführung

Kaninchen-polyklonales Antikörper gegen Maus IFN-beta (UniProt P01575), validiert für WB, IF/ICC, IF-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch und Maus. Ideal für Forschung zur angeborenen Immunität und Interferon-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IFN-beta Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	Ifb; IFNB; If1da1; IFN-beta
Spezies	Maus
GeneID (Mensch)	3456
GeneID	15977
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-182 von Maus IFN-beta (NP_034640.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P01575
Proteinmasse	22 kDa
Versand	Eisbeutel