


Anti-Ifn-Beta Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P01574

Artikelnummer: CM0012056



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes IFN-beta für Anwendungen im Western Blot und ELISA. Geeignet für Forschung zur angeborenen Immunität, antiviralen Reaktion und Krebsforschung. Rekombinantes Immunogen, detektiert ein 22 kDa Protein.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IFN-beta Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	IFB; IFF; IFNB; IFN-beta
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3456
Gen-ID	3456
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 22-187 von humanem IFN-beta (NP_002167.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P01574
Proteingewicht	22 kDa
Versand	Eisbeutel