

Anti-Ifn-Gamma Monoklonaler Antikörper Für Wb, Fc, Elisa - P01579

Artikelnummer: CM0006013



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes IFN-gamma, validiert für WB, FC, ELISA. Geeignet für die Untersuchung der Funktion von Immun-Interferon bei antimikrobiellen und antitumoralen Reaktionen. - P01579

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	IFN-gamma Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	IFG; IFI; IMD69
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3458
Gen-ID	3458
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 24-166 von humanem IFN-gamma (NP_000610.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, FC (intra), ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P01579
Proteingewicht	19kDa
Versand	Eisbeutel