

Anti-Ifn-Gamma-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P01579

Artikelnummer: CM0013707



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes IFN-Gamma (Interferon-Gamma), geeignet für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit humanen, Maus- und Rattenproteinen. Molekulargewicht des Proteins ca. 19 kDa. Für die Zytokinforschung und immunologische Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IFN-Gamma-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	IFG; IFI; IMD69; IFN-Gamma
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3458
Gen-ID	3458
Immunogen	Rekombinantes Protein / rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 24-161 von IFN-Gamma (NP_997468.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P01579
Proteingewicht	19 kDa
Versand	Eisbeutel