

Anti-Ifn Gamma Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P01579

Artikelnummer: CM0007403



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen humanes IFN gamma gerichtet ist, geeignet für Western Blot und ELISA. Immunogen aus rekombinantem Protein; kreuzreagiert mit Human. Nützlich in der Zytokin- und Immunantwortforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IFN gamma Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	IFG; IFI; IMD69; IFN gamma
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3458
GenID	3458
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 24-161 von humanem IFN gamma (NP_000610.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P01579
Proteinmasse	19kDa
Versand	Eisbeutel