

Anti-Ifn-Gamma Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P01579

Artikelnummer: CM0011050



Einführung

Anti-IFN-gamma Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Erkennt humanes IFN-gamma, ein Schlüssel-Zytokin in antimikrobiellen, antiviralen und antitumoralen Immunantworten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IFN-gamma Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	IFG; IFI; IMD69
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3458
GenID	3458
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 24-166 von humanem IFN-gamma (NP_000610.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P01579
Proteingewicht	19kDa
Versand	Eisbeutel