

Anti-Ifn Gamma Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P01579

Artikelnummer: CM0017179



Einführung

Angeboten für WB und ELISA, zielt dieser polyklonale Kaninchenantikörper auf menschliches IFN gamma ab, ein Schlüssel-Zytokin in der antimikrobiellen und antitumoralen Immunität, und unterstützt diagnostische und Forschungsanwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IFN gamma Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IFG; IFI; IMD69; IFN gamma
Spezies	Mensch
GenID	3458 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 24-166 von menschlichem IFN gamma (NP_997468.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P01579
Proteingewicht	19kDa
Versand	Eisbeutel