


## Anti-Ifnar1 Kaninchen-Poliklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P17181

Artikelnummer: CM0023341



### Einführung

Hochwertiger kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes IFNAR1, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der Typ-I-Interferon-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter          | Details                                                                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname        | IFNAR1 Rabbit pAb                                                                                                            |
| Bemerkungen/Aliaße | AVP; IFRC; IFNAR; IFNBR; IMD106; IFN-alpha-REC; IFNAR1                                                                       |
| Art                | Mensch                                                                                                                       |
| Gen-ID             | 3454                                                                                                                         |
| Immunogen          | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 470-557 des humanen IFNAR1 (NP_000620.2) enthält |
| Quelle             | Kaninchen                                                                                                                    |
| Kategorie          | Poliklonale Antikörper                                                                                                       |
| Anwendung          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                     |
| Kreuzreaktivität   | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                          |
| SWISS              | P17181                                                                                                                       |
| Proteingewicht     | 64kDa                                                                                                                        |
| Versand            | Eisbeutel                                                                                                                    |