

Anti-Ifngr1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P15260

Artikelnummer: CM0002110



Einführung

Rekombinanter kaninchen-monoklonaler Antikörper, der gegen humanes IFNGR1 (CD119) gerichtet ist und für Western Blot und ELISA validiert wurde. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der Interferon-Gamma-Signalgebung und Immunreaktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] IFNGR1 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	CD119; IFNGR; IMD27A; IMD27B; R1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3459
Gen-ID	3459
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 270-489 von humanem IFNGR1 (NP_000407.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P15260
Proteingewicht	54kDa
Versand	Eisbeutel