

Anti-Ifngr1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P15260

Artikelnummer: CM0002065



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen humanes IFNGR1 (CD119) gerichtet ist. Validiert in WB, IF/ICC, ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Interferon-Gamma-Signalgebung und Immunantwort.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IFNGR1 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	CD119, IFNGR, IMD27A, IMD27B, IFNGR1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3459
Gen-ID	3459
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 390-489 von humanem IFNGR1 (P15260) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P15260
Protein-Gewicht	54kDa
Versand	Eisbeutel