

Anti-Ifngr1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P15260

Artikelnummer: CM0027274



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen IFNGR1, validiert für WB, IHC-P, ELISA in humanen, murinen und rattenspezifischen Proben. Ermöglicht die Erforschung der Interferon-Gamma-Signalgebung und Immunreaktionswege.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IFNGR1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CD119; IFNGR; IMD27A; IMD27B; IFNGR1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3459
GenID	3459
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 270-489 von humanem IFNGR1 (NP_000407.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P15260
Proteingewicht	54kDa
Versand	Eisbeutel