

Anti-Ifngr2-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P38484

Artikelnummer: CM0027036



Einführung

Dieser polyklonale Kaninchen-Anti-IFNGR2-Antikörper ist für Western Blotting (WB) und ELISA-Anwendungen konzipiert und weist eine Kreuzreaktivität mit Mensch, Maus und Ratte auf, was die Erforschung der Interferon-Signalübertragung erleichtert.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	IFNGR2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AF-1; IFGR2; IMD28; IFNGT1; IFNGR2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3460
Gen-ID	3460
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 238-337 von menschlichem IFNGR2 (NP_005525.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P38484
Proteingewicht	38kDa
Versand	Eisbeutel