

Anti-Ifngr2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P38484

Artikelnummer: CM0016716



Einführung

Dieser polyklonale Antikörper aus Kaninchen erkennt humanes IFNGR2 (Interferon-Gamma-Rezeptor 2), validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Ratte. Ideal für die Untersuchung von Interferon-Gamma-Signalwegen und Rezeptorfunktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IFNGR2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	AF-1, IFGR2, IMD28, IFNGT1, IFNGR2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3460
Immunogen	Synthetisches Peptid passend zu einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 221-322 des humanen IFNGR2 (NP_005525.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P38484
Proteingewicht	38 kDa
Versand	Eisbeutel