

Anti-Ifnl1 Poliklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q8lu54

Artikelnummer: CM0025975



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes IFNL1 (IL-29), validiert für WB, IHC-P, ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für antivirale und immunmodulatorische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IFNL1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	IL29; IL-29; IFNL1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	282618
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 20-200 von humanem IFNL1 (NP_742152.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8IU54
Proteingewicht	22 kDa
Versand	Eisbeutel