

Anti-Ifnl3 Poliklonaler Antikörper Für Ihc-P Und Elisa - Q8Izi9

Artikelnummer: CM0015496



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes IFNL3 (IL-28B/IL-28C), validiert für IHC-P und ELISA, kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der Typ-III-Interferon-vermittelten antiviralen Abwehr in Epithelgeweben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IFNL3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	IL28B; IL28C; IL-28B; IL-28C; IFN-lambda-3; IFN-lambda-4; IFNL3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	282617
GenID	282617
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 22-196 von humanem IFNL3 (NP_742151.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8IZI9
Proteingewicht	22 kDa
Versand	Eisbeutel