

Anti-Ifnl3 Polyklonaler Antikörper Für Wb & Elisa - Q8Izi9

Artikelnummer: CM0027953



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes IFNL3 (IL28B/IL28C). Valid für Western Blot und ELISA, kreuzreagierend mit humanen und murinen Proben. Für antivirale und immunmodulatorische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IFNL3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IL28B; IL28C; IL-28B; IL-28C; IFN-Lambda-3; IFN-Lambda-4; IFNL3
Spezies	Human
GeneID (Human)	282617
GeneID	282617
Immunogen	Synthetisches Peptid innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem IFNL3 (NP_742151.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q8IZI9
Proteingewicht	22kDa
Versand	Eistüte