

## Kaninchen-Polyklonaler Anti-Ifnlr1-Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Iu57

Artikelnummer: CM0016960



### Einführung

Hochwertiger polyklonaler Anti-IFNLR1-Kaninchenantikörper, validiert für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet zur Untersuchung der antiviralen Abwehr und der JAK/STAT-Signalübertragung in Epithelzellen.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                                 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | IFNLR1-Kaninchen-pAb                                                                                                                                 |
| Bemerkungen/Alias | IFNLR; LICR2; IL28RA; CRF2/12; IL-28R1; IFNLR1                                                                                                       |
| Art               | Mensch                                                                                                                                               |
| GeneID (Mensch)   | 163702                                                                                                                                               |
| GeneID            | 163702                                                                                                                                               |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein / rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 21-228 des humanen IFNLR1 (NP_734464.1) enthält. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                            |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                                               |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                                            |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                                                  |
| SWISS             | Q8IU57                                                                                                                                               |
| Proteingewicht    | 58 kDa                                                                                                                                               |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                            |