

Anti-Ifrd1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 000458

Artikelnummer: CM0018482

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes IFRD1 (PC4/TIS7) gerichtet ist. Validiert für Western Blot (WB) und ELISA, mit Kreuzreaktivität bei Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Forschung an Nervenwachstumsfaktor-(NGF)-Signalwegen und Entwicklungsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IFRD1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PC4; TIS7; IFRD1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3475
GenID	3475
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-240 von humanem IFRD1 (NP_001541.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
Proteingewicht	50 kDa
Versand	Eisbeutel