

Anti-Ifrd1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O00458

Artikelnummer: CM0029723

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes IFRD1 (PC4/TIS7) für Western Blot und ELISA. Zeigt Kreuzreaktivität mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von NGF-vermittelter Differenzierung und Entwicklungsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IFRD1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PC4; TIS7; IFRD1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	3475
Gen-ID	3475
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O00458
Proteingewicht	50 kDa
Versand	Eistüte