

Anti-Ift74 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96Lb3

Artikelnummer: CM0017492

Einführung

Intraflagelläres Transportprotein 74-Homolog (IFT74) polyklonaler Kaninchen-Antikörper, validiert für WB und ELISA, reaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Forschung an Ciliogenese und Flagellogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IFT74 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CMG1; BBS22; CCDC2; CMG-1; JBTS40; SPGF58; IFT74
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	80173
Gen-ID	80173
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-372 von menschlichem IFT74 (NP_001092694.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96LB3
Proteingewicht	69kDa
Versand	Eisbeutel