

Anti-Ift81 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Wya0

Artikelnummer: CM0028351

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches IFT81 (CDV1), validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Entwickelt für die Erforschung von Zilien/IFT-Komplex B und SHH-Signalgebung. SWISS Q8WYA0.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IFT81 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	DV1; CDV1; CDV-1; CDV1R; CDV-1R; SRTD19; IFT81
Spezies	Mensch
GenID	28981
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 550-676 von menschlichem IFT81 (NP_054774.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8WYA0
Proteinmasse	80 kDa
Versand	Eispackung