

## Anti-Ift88 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q13099

Artikelnummer: CM0003869

### Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes IFT88, validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Mensch, Maus und Ratte. Ideal zum Studium der primären Zilien-Biogenese und Autophagie.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                          |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | IFT88 Kaninchen mAb                                                                                                           |
| Bemerkungen/Alias | DAF19; TG737; TTC10; hTg737; D13S1056E; IFT88                                                                                 |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                        |
| GeneID (Human)    | 8100                                                                                                                          |
| GeneID            | 8100                                                                                                                          |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 534-833 von humanem IFT88 enthält. (NP_783195.2). |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                     |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                        |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                     |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                           |
| SWISS             | Q13099                                                                                                                        |
| Proteingewicht    | 93kDa                                                                                                                         |
| Versand           | Eistasche                                                                                                                     |