


Polyklonaler Anti-Igf1-Antikörper Für Wb - P05019

Artikelnummer: CM0020987



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes IGF1 (insulinähnlicher Wachstumsfaktor I) für den Western Blot. Reagiert mit Maus und Ratte. Geeignet zur Untersuchung der Signalübertragung von Wachstumsfaktoren, der Apoptose und der Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	IGF1-Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	IGF; MGF; IGF1; IGF-I; IGF1
Organismus	Mensch
GeneID (Mensch)	3479
GeneID	3479
Immunogen	Synthetisches Peptid, entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 65-165 des humanen IGF1 (NP_000609.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P05019
Proteingewicht	22 kDa
Versand	Kühlakku