


Anti-Igf1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P05019

Artikelnummer: CM0017281



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes IGF1 (Insulin-like Growth Factor 1) gerichtet ist, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus-IGF1. Ideal für Studien zu Wachstumsfaktor-Signalgebung, Stoffwechsel und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IGF1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IGF; MGF; IGFI; IGF-I; IGF1
Spezies	Human
GenID	3479
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 von humanem IGF1 (NP_000609.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P05019
Proteingewicht	22kDa
Versand	Eisbeutel