

Anti-Igf1R Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P08069

Artikelnummer: CM0018374



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes IGF1R (CD221/IGFIR) gerichtet ist. Validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung der IGF-Signalgebung, der Krebsbiologie und der Zellproliferation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validiert] IGF1R Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IGFR; CD221; IGFIR; JTK13; 1R
Spezies	Mensch
GenID	3480
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1201-1367 von humanem IGF1R (NP_000866.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P08069
Proteingewicht	155kDa
Versand	Eisbeutel