


## Anti-Igf2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für If/Icc - P01344

Artikelnummer: CM0023642



### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes IGF2 gerichtet ist, geeignet für IF/ICC. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zu fetalem Wachstum, Glukosestoffwechsel und Gewebedifferenzierung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Spezifikation                                                                                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | IGF2 Kaninchen pAb                                                                                                                        |
| Bemerkungen/Alias | IGF2; C11orf43; GRDF; IGF-II; PP9974; insulin-like growth factor 2                                                                        |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                                    |
| GenID (Mensch)    | 3481                                                                                                                                      |
| GenID             | 3481                                                                                                                                      |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid   Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 70-180 von humanem IGF2 (P01344) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                 |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                                    |
| Anwendung         | IF/ICC                                                                                                                                    |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                                       |
| SWISS             | P01344                                                                                                                                    |
| Proteingewicht    | 20kDa/26kDa                                                                                                                               |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                 |