


Anti-Igf2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P01344

Artikelnummer: CM0021502



Einführung

IGF2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB-, IHC-P-, IF/ICC- und ELISA-Anwendungen mit Kreuzreaktivität für humane, murine und Rattensamples. Rekombinantes Immunogen gewährleistet zuverlässigen Nachweis von Insulin-like Growth Factor II in Studien zu fötalem Wachstum, Stoffwechsel und Differenzierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IGF2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GRDF; SRS3; IGF-II; PP9974; C11orf43; IGF2
Spezies	Human
GenelD (Human)	3481
GenelD	3481
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 25-180 von humanem IGF2 (NP_000603.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P01344
Proteingewicht	20kDa
Versand	Eisbeutel