

## Anti-Igf2Bp1/Imp1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Nzi8

Artikelnummer: CM0017540



### Einführung

IGF2BP1/IMP1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Erkennt humanes, murines und rattes IGF2BP1; ideal für die RNA-Biologie, sowie Krebs- und neurodevelopmentale Forschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                        |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | IGF2BP1/IMP1 Kaninchen pAb                                                                                                  |
| Bemerkungen/Alias | IMP1; ZBP1; CRDBP; IMP-1; CRD-BP; VICKZ1; IGF2BP1/IMP1                                                                      |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                      |
| Gen-ID (Mensch)   | 10642                                                                                                                       |
| Gen-ID            | 10642                                                                                                                       |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 478-577 von humanem IGF2BP1/IMP1 (NP_006537.3) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                   |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                      |
| Anwendung         | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                    |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                         |
| SWISS             | Q9Nzi8                                                                                                                      |
| Proteingewicht    | 63kDa                                                                                                                       |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                   |